

# Gebrauchsanweisung

HERSTELLER FINNSA GMBH      PRODUKTE 6542

ÜBERARBEITET AM 21.11.2024      UNIVERSAL DOSIERFLASCHE

## Informationen über den Anwendungsbereich

### Geeignete Anwendungsbereiche

Zur Dosierung von Flüssigkeiten.

### Ungeeignete Anwendungsbereiche

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen keine Einschränkung.

## Anwendung

Füllen Sie die gewünschte Flüssigkeit vorsichtig, z. B. mit Hilfe eines Trichters, in die Dosierflasche. Führen Sie den Schlauch der Dosierpumpe in die Flaschenöffnung und schrauben Sie den Dosierpumpen-Aufsatz fest. Beschriften Sie die Flasche mit dem Namen der eingefüllten Flüssigkeit. Drücken Sie zur Dosierung von ca. 4 ml den Dosierpumpenkopf nach unten. Achten Sie darauf, dass Sie einen Auffangbehälter unter die Öffnung der Pumpe halten.